


Patient:	Sato - iDXA, Hoshi	Médecin référent:	Dr. Phlox
Date de naissance:	13-Oct-1975	Âge:	44.5 ans
Taille:	165.1 cm	Poids:	61.2 kg
Sexe:	Femme	Ethnicité:	Blanc
		ID du patient:	87264713
		Mesuré:	01-May-2020 12:44:40 PM (18 [SP 1])
		Analysé:	01-May-2020 1:17:21 PM (18 [SP 1])


Corps Entier Tissue Quantitation



Composition (Analyse améliorée)						
Region	Tissus (%Gras)	Centile	Total Mass (kg)	Fat (g)	Lean (g)	BMC (g)
Jambes	37.4	-	20.2	7,250	12,114	850
Tronc	23.2	-	25.3	5,735	18,962	643
Total	29.3	31	56.2	15,785	38,153	2,303


Corps Entier: Total

Tissus (%Gras)



Tendance de composition : Total

Centile Masse (g)




États-Unis (NHANES/Lunar combinés) Trend: Total (Analyse améliorée)									
Measured Date	Age (years)	Tissus (%Gras)	Centile	Total Mass (kg)	Tissue (g)	Fat (g)	Lean (g)	BMC (g)	Fat Free (g)
01-May-2020	44.5	29.3	31	56.2	53,938	15,785	38,153	2,303	40,456
15-Aug-2005	29.8	29.3	50	56.2	53,939	15,784	38,155	2,303	40,458

États-Unis (NHANES/Lunar combinés) Trend: Fat Distribution (Analyse améliorée)					
Measured Date	Age (years)	Android (%Fat)	Gynoid (%Fat)	A/G Ratio	Total (%Fat)
01-May-2020	44.5	18.2	39.0	0.47	29.3
15-Aug-2005	29.8	18.2	39.0	0.47	29.3

World Health Organization Classification IMC

IMC=22.5(kg/m²)



Poids (kg) par rapport à la taille = 165.1 cm

Commentaires :

Statistiquement, 68% des balayages répétés sont à $\pm 1DS$ (Graisse $\pm 0.4\%$, Masse de tissu ± 150 g, Masse de tissu gras ± 280 g, Masse de tissu maigre ± 310 g pour Corps Entier Total); Population de référence États-Unis (LUNAR) Corps Entier Composition, Female (v113); Composition Ajusté pour l'Age, Sexe
Date de création : 04-May-2020 12:17:02 PM 18 [SP 1]; Nom de fichier : sato_h_ctvn9q001.meb; Corps Entier; 100.0:19:153.85:15.6 0.00:-1.00 2.40x3.04 10.4:%Gras=29.3%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Mode de balayage : Standard; 3.0 μ Gy; 3.47 cGy*cm²